




TERMOMETRU DIGITAL DIGITAL THERMOMETER

TERMOMETRU DIGITAL

Vă mulțumim că ați achiziționat termometrul digital Trussa Care for all. Acesta este un dispozitiv medical pentru măsurarea temperaturii corpului uman.

DIGITAL THERMOMETER

Thank you for purchasing the Trussa Care for all digital thermometer. This is a medical device for measuring human body temperature.



Mod de folosire:

1. Apăsăți butonul PORNIT/ OPRIT pentru a porni termometrul.
2. Poziționați capătul termometrului în locul dorit. Așteptați semnalul sonor.
3. Citiți rezultatul.
4. Apăsăți butonul PORNIT/ OPRIT pentru a opri termometrul.

Directions for use:

1. Press the ON/OFF button to start the thermometer.
2. Place the head of the thermometer in the desired area. Wait for the sound signal.
3. Read the result.
4. Press the ON/OFF button to stop the thermometer.

MODALITĂȚI DE VERIFICARE A TEMPERATURII

SUB LIMBĂ

Curățați capătul flexibil.
Plasați capătul flexibil sub limbă.
Mențineți sub limbă aproximativ 30 - 60 secunde, până la semnalul sonor.
Rezultatul de pe afișaj este cel final.

METHODS TO MEASURE THE TEMPERATURE

ORAL USE

Clean the flexible head.
Place the flexible head under the tongue.
Keep the flexible head under the tongue for about 30 - 60 seconds, until you hear the sound signal.
The result on the display is final.

LA SUBRAȚ

Curățați capătul flexibil.
Plasați capătul flexibil la subraț.
Mențineți la subraț aproximativ 1 - 2 minute, până la semnalul sonor.
Adăugați 0,5°C la rezultatul apărut pe afișaj pentru a citi rezultatul final.

UNDERARM (AXILLARY) USE

Clean the flexible head.
Place the flexible head in the armpit.
Keep the flexible head in the armpit for about 1-2 minutes, until you hear the sound signal.
Add 0.5°C to the result displayed, in order to read the final result.

ÎN RECT

Curățați capătul flexibil.
Plasați capătul flexibil în rect.
Mențineți în rect aproximativ 1 minut, până la semnalul sonor.
Scădeți 0,5°C din rezultatul apărut pe afișaj pentru a citi rezultatul final.

RECTAL USE

Clean the flexible head.
Place the flexible head into the rectum.
Keep it in the rectum for about 1 minute, until you hear the sound signal.
Subtract 0.5°C from the result displayed, in order to read the final result.

CURĂȚAREA TERMOMETRULUI

Puteți dezinfecta capătul termometrului folosind apă și săpun sau alcool sanitar, ori de câte ori îl utilizați pentru măsurarea temperaturii.

CLEANING THE THERMOMETER

You can disinfect the head of the thermometer using water and soap or rubbing alcohol any time you use it for measuring the temperature.

ATENȚIE!

1. A se feri de solvenți chimici, raze solare sau temperaturi ridicate.
2. Nu reîncărcați bateria și nu o aruncați în foc.
3. Curățând capătul termometrului înainte de fiecare utilizare, vă veți proteja de infecții.
4. Temperatura trebuie măsurată numai sub supravegherea unui adult.

ATTENTION!

1. Keep away from chemical solvents, direct sunlight or high temperatures.
2. Do not recharge the battery and do not throw it in fire.
3. For hygienic purposes, clean the head of the thermometer before every use.
4. The temperature should be measured only under adult supervision.

PRODUCĂTOR/ MANUFACTURER: ESTAR ELECTRONIC CO., LTD., Xindu Industry Zone, Changshan Country 324200, China
pentru for: PHARMATECH ASIA GROUP LTD., 8A, City Hotel Building, Minle Industry Park, Meiban Road, Longhua New District, Shenzhen, China 518131.

Reprezentat în UE de/ Legal representative: Lotus Global Co., Ltd; Ausian 1 four seasons Terrace west Drayton, Middlesex London, UB7 9 GG.UK
DISTRIBUITOR/ DISTRIBUTOR: MEDIPLUS EXIM, str. Ciobanului nr. 133, Mogoșoaia, Ilfov, România.